

REF: 660 136

Magnetisk antipanik-sæt til indtrækkelige stolper

Magnetisk antipatico-sæt til udtrækkelige stolper. Dimensioner: 25 x 75 mm. Vejledning: 1. Påfør en eller to magnettilbehør på båndet. 2. Påfør den anden på den modtagende stolpe eller på den modtagende clips på væggen. 3. Før båndet tættere på stolpen for at samle dem gennem magneten. 4. Mekanismen garanterer spænding af bæltet og samtidig øjeblikkelig frigørelse i tilfælde af en kollision.

